

Printer
 Protokolldrucker
 zur Prozessdokumentation, integriert



- 8-Nadel-Drucker zur Prozessdokumentation
- Protokollerstellung und -ausdruck konfigurierbar
- Einbaubar auf der Bedienerseite der PG 8527
- Einbaubar auf der reinen oder unreinen Seite der PG 8528

EAN: 4002514111766 / Materialnummer: 06758340 / Alte Materialnummer: 69247001D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	1
Nullleiter	N
AC/DC	AC
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50-60
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	305
Aussenmass, Bruttobreite in mm	300
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	200
Nettogewicht in kg	0,90
Bruttogewicht in kg	1,00