

Printer  
 Protokolldrucker  
 zur Prozessdokumentation, integriert



- 8-Nadel-Drucker zur Prozessdokumentation
- Protokollerstellung und -ausdruck konfigurierbar
- Einbaubar auf der Bedienerseite der PG 8527
- Einbaubar auf der reinen oder unreinen Seite der PG 8528

EAN: 4002514111766 / Materialnummer: 06758340 / Alte Materialnummer: 69247001D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiges Zubehör	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	1
Nullleiter	N
AC/DC	AC
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50-60
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	305
Aussenmass, Bruttobreite in mm	300
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	200
Nettogewicht in kg	0,90
Bruttogewicht in kg	1,00