

E 901/2

Wagen

zur optimalen Aufnahme von Siebschalen/Schüsseln und Hohlkörperinstrumenten.



- Ausgestattet mit 3 eingebauten Sprüharmen
- Die Bestückungsmasse der einzelnen Ebenen unterscheiden sich
- Die Bestückungskapazität der einzelnen Ebenen unterscheidet sich
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heisslufttrocknung
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete ML)

EAN: 4002514219882 / Materialnummer: 06893870 / Alte Materialnummer: 69590103D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Wagen für Einsätze	•
Wagen für MIC-Instrumentarium	•
Wagen für Schüsseln	•
Wagen für Siebschalen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	12
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	4
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	8
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	590
Aussenmass, Nettobreite in mm	640
Aussenmass, Nettotiefe in mm	790
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	720
Aussenmass, Bruttobreite in mm	830
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	780
Nettogewicht in kg	26,50
Bruttogewicht in kg	30,00
Beipack	
E 362 Blindschraube [Anzahl]	3
E 447 Adapter weiblich, für Luer-Lock männlich [Anzahl]	2
E 449 Adapter männlich, für Luer-Lock weiblich [Anzahl]	2
E 980 Winkeladapter [Anzahl]	3
Injektordüse Ø 4 mm, Länge 110 mm [Anzahl]	4
Injektordüse Ø 4 mm, Länge 120 mm, mit Klemmfeder [Anzahl]	3
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete) [Anzahl]	1