


E 103/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Reagenzgläsern bis 12 x 75 mm.

EAN: 4002514231051 / Materialnummer: 06907630 / Alte Materialnummer: 69510302D



- geeignet für ca. 200 Reagenzgläser (bis 12 x 75 mm)
- In 6 Flächen aufgeteilt
- Die Maschenweite beträgt 8 x 8 mm
- Einschliesslich Deckel A 13

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Reagenzgläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Reagenzgläsern	•
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Reagenzgläser [Anzahl]	200
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	122
Aussenmass, Nettobreite in mm	200
Aussenmass, Nettotiefe in mm	220
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	140
Aussenmass, Bruttobreite in mm	245
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,54
Bruttogewicht in kg	0,74
Beipack	
A 13 Deckel [Anzahl]	1