


E 105/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Reagenzgläsern bis 12 x 165 mm.

EAN: 4002514231075 / Materialnummer: 06907650 / Alte Materialnummer: 69510502D



- geeignet für ca. 200 Reagenzgläser (bis 12 x 165 mm)
- Kapazität einschliesslich Deckel A 13
- Die Maschenweite beträgt 9 x 9 mm

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Reagenzgläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	6
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Reagenzgläsern	•
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Reagenzgläser [Anzahl]	200
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	212
Aussenmass, Nettobreite in mm	200
Aussenmass, Nettotiefe in mm	210
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	235
Aussenmass, Bruttobreite in mm	240
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,90
Bruttogewicht in kg	1,14
<b>Beipack</b>	
A 13 Deckel [Anzahl]	1