

DOS K 60

Dosiermodul für 5-10 l-Kanister

zur automatischen Dosierung von flüssigen Medien, mit Leerstandanzeige.

EAN: 4002514254890 / Materialnummer: 06940330 / Alte Materialnummer: 69747008D



- Dosierüberwachung – hohe Prozesssicherheit nach DIN EN ISO 15883
- Zur Dosierung von flüssigem Reiniger/chem. Desinfektionsmittel
- 300 mm Sauglanze für 5-10 l-Kanister
- Umbausatz Sauglanze 10-30-l-Kanister via Kundendienst erhältlich
- Dosierung bis zu 120 Milliliter ml/60 Sekunden

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Förderrate in ml/60 Sek.	120
Länge der Sauglanze in mm	333
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	1
Nulleiter	N
AC/DC	AC
Spannung in V	230-240
Frequenz in Hz	50
Gesamtanschluss in kW	0,02
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	118
Aussenmass, Nettobreite in mm	235
Aussenmass, Nettotiefe in mm	115
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	290
Aussenmass, Bruttobreite in mm	250
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	420
Nettogewicht in kg	2,45
Bruttogewicht in kg	2,70