

E 907/1

Siebschale

zur optimalen Aufnahme von diversem kleinteiligen Instrumentarium.



- Mit Deckel für Kleinteile
- Maschenweite 3 x 1 mm
- Haken zum Einhängen in E 905/1 und E 903/1

EAN: 4002514256320 / Materialnummer: 06943820 / Alte Materialnummer: 69590702D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Produktkategorie	
Siebschale	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	48
Aussenmass, Nettobreite in mm	129
Aussenmass, Nettotiefe in mm	170
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	70
Aussenmass, Bruttobreite in mm	155
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	230
Nettogewicht in kg	0,30
Bruttogewicht in kg	0,37