


KFR SMS 9000

Flaschenablage

für eine sichere, platzsparende Flaschenlagerung im Kühlschrank.



EAN: 4002514295596 / Materialnummer: 07005220 /
Alte Materialnummer: 36996042CH

- Geeignet für Einbau-Kühlautomaten SMS K5000 ohne PerfectFresh
- Für eine waagerechte und ruhige Lagerung z. B. von Wein
- Variabel auf verschiedenen Einschubebenen einsetzbar
- Aus verchromten Metall
- Für bis zu 9 Flaschen, je nach Grösse und Form