

GP MI X 0011 W

Allzweck-Microfasertuch, 1 Stück

für beste Reinigungsergebnisse und eine sichere Anwendung.

EAN: 4002514299204 / Materialnummer: 07006550 / Alte Materialnummer: 22996171EU1



- Extrem reissfest und strapazierfähig
- Hohe Reinigungsleistung dank sehr fein gewebten Microfasern
- Trocken oder feucht, mit oder ohne Reinigungsmittel anwendbar
- Bei 60 °C bis zu 500 mal waschbar
- Beste Pflege für viele Jahre  
Verlässlichkeit