

AM 10
Anschlussmodul
mit potentialfreien Kontakten.



- Zur Steuerung unterschiedlichster Funktionen

EAN: 4002514546209 / Materialnummer: 07321290 / Alte Materialnummer: 69227010D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Anschlussmodul mit potentialfreien Kontakten	•
Standard Netzanschlussleitung	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	0
Aussenmass, Nettobreite in mm	0
Aussenmass, Nettotiefe in mm	0
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	175
Aussenmass, Bruttobreite in mm	245
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	415
Nettogewicht in kg	0,51
Bruttogewicht in kg	0,88