

O 190/2
Oberkorb
zur optimalen Aufnahme diverser Einsätze.



- Bestückungshöhe: 215 mm mm
- Mit eingebautem Magnetsprüharm
- Magnet für Nutzung der Sprüharmsensierung der PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556185 / Materialnummer: 07333050 / Alte Materialnummer: 69119002D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Lafette/Korbträger	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maximale Bestückungshöhe in mm	215
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	265
Aussenmass, Nettobreite in mm	531
Aussenmass, Nettotiefe in mm	475
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	285
Aussenmass, Bruttobreite in mm	540
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	555
Nettogewicht in kg	2,40
Bruttogewicht in kg	3,19