

O 191/2  
Oberkorb  
zur optimalen Aufnahme von Siebschalen.



- Bestückungshöhe: 115 +/- 20 mm
- Bestückungsbreite: 480 mm
- Bestückungstiefe: 450 mm
- Mit eingebautem Magnetsprüharm oberhalb des Korbes
- Magnet für Nutzung der Sprüharmensensierung der PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556192 / Materialnummer: 07333060 / Alte Materialnummer: 69119102D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategorie</b>	
Lafette/Korbträger	•
Oberkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Kapazität</b>	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	2
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	180
Aussenmass, Nettobreite in mm	531
Aussenmass, Nettotiefe in mm	475
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	540
Aussenmass, Bruttobreite in mm	270
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	525
Nettogewicht in kg	2,40
Bruttogewicht in kg	3,30