

O 167/1

Oberkorb

zur optimalen Aufnahme von Einlegesohlen von OP-Schuhen.

EAN: 4002514556215 / Materialnummer: 07333080 / Alte Materialnummer: 69116703D



- Geeignet für bis zu 28 Einlegesohlen
- Mit eingebautem Magnetsprüharm
- Magnet für Nutzung der Sprüharmsensierung der PG 8535, PG 8536

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für OP-Schuhe	•
Oberkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	195
Aussenmass, Nettobreite in mm	480
Aussenmass, Nettotiefe in mm	475
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	210
Aussenmass, Bruttobreite in mm	495
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	2,40
Bruttogewicht in kg	3,23