

O 173/1

Oberkorb

zur optimalen Aufnahme von OP-Schuhen.



- Geeignet für 8 OP-Schuhe bis Grösse 41
- Mit eingebautem Magnetsprüharm
- Magnet für Nutzung der Sprüharmsensierung der PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556222 / Materialnummer: 07333090 / Alte Materialnummer: 69117302D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Einsatz für OP-Schuhe	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Kapazität	
OP-Schuhe [Anzahl]	8
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	195
Aussenmass, Nettobreite in mm	531
Aussenmass, Nettotiefe in mm	475
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	540
Aussenmass, Bruttobreite in mm	270
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	525
Nettogewicht in kg	2,40
Bruttogewicht in kg	3,30