

E 440/3

Wagen

zur optimalen Reinigung von Micro-Instrumentarium (Augen-OP), für 4 OP-Sets.



- Mit eingebautem Magnetsprüharm
- Ebene 1 + 2: Z.B. 4 x E 441/1 oder 2 x E 142 pro Ebene
- Ebene 3 links: 20 Anschlüsse für Hohlkörperinstrumentarium
- Ebene 3 rechts: 16 Luer-Lock-Adapter männlich, horizont. Schlauch
- Haltevorrichtung für ML/2 zur Wagenerkennung / Sprüharmkontrolle

EAN: 4002514556260 / Materialnummer: 07333140 / Alte Materialnummer: 69544004D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8536	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Ophthalmologie-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
OP-Sets für Micro-Instrumentarium [Anzahl]	4
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	502
Aussenmass, Nettobreite in mm	535
Aussenmass, Nettotiefe in mm	515
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	540
Aussenmass, Bruttobreite in mm	270
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	525
Nettogewicht in kg	2,40
Bruttogewicht in kg	3,30
<b>Beipack</b>	
E 476 Aufnahme [Anzahl]	1
E 477 Anschlag [Anzahl]	1
E 790 Verbindungselemente Luer-Lock weiblich zu weiblich [Anzahl]	8
E 791 Verbindungselemente Luer-Lock weiblich zu männlich [Anzahl]	8