

ASA 1

Magnetsprüharm

für die Spülarmüberwachung, einsetzbar in O 167, O 173, O 188, O 190.



- Nachrüstbar bei Oberkörben ohne Magnetsprüharm

EAN: 4002514569857 / Materialnummer: 07349850 / Alte Materialnummer: 69113501D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Magnetsprüharm	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	55
Aussenmass, Nettobreite in mm	75
Aussenmass, Nettotiefe in mm	605
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	47
Aussenmass, Bruttobreite in mm	80
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	0,31
Bruttogewicht in kg	0,40