

MF 27/28-1

Transferwagen

zur Be- & Entladung von Reinigungs- & Desinfektionsautomaten.



- Ausgestattet mit 4 Laufrollen, 2 davon feststellbar
- Einfaches und angenehmes Handling durch abgerundete Griffe
- Mit beiden Seiten andock- bzw. arretierbar am Gerät, Rollband etc
- Einfahrhöhe 850 mm, – 100 mm, + 150 mm
- Mit abnehmbarer Auffangwanne H 70, B 603, T 866 mm

EAN: 4002514594026 / Materialnummer: 07397640 / Alte Materialnummer: 69200111D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Aufbewahrungs-/Transportsystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	1050
Aussenmass, Nettobreite in mm	740
Aussenmass, Nettotiefe in mm	930
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1010
Aussenmass, Bruttobreite in mm	730
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	950
Nettogewicht in kg	32,00
Bruttogewicht in kg	45,00