

E 931

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 20 OP-Schuhen bis Grösse 48.



- Geeignet für den Wagen E 975/2 in der unteren und oberen Ebene
- Ausgestattet mit 20 Halterungen
- Gesamtkapazität je Charge: 40 OP-Schuhe (20 Paare)

EAN: 4002514598444 / Materialnummer: 07439490 / Alte Materialnummer: 69593101D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Einsatz für OP-Schuhe	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Kapazität	
OP-Schuhe [Anzahl]	20
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	254
Aussenmass, Nettobreite in mm	586
Aussenmass, Nettotiefe in mm	752
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	275
Aussenmass, Bruttobreite in mm	605
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	765
Nettogewicht in kg	4,35
Bruttogewicht in kg	4,70