

E 910/4

Wagen

zur optimalen Aufnahme von 6 DIN-Containern mit Deckel.



- Containergrösse: 150 x 300 x 600 mm
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete ML)

EAN: 4002514598659 / Materialnummer: 07439500 / Alte Materialnummer: 69591005D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Wagen für Container	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Containern	•
Kapazität	
DIN-Container Höhe 15 cm [Anzahl]	6
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	455
Aussenmass, Nettobreite in mm	790
Aussenmass, Nettotiefe in mm	640
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	720
Aussenmass, Bruttobreite in mm	830
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	780
Nettogewicht in kg	11,46
Bruttogewicht in kg	11,46
Beipack	
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete) [Anzahl]	1