

E 942/3

Modul

zur optimalen Aufnahme von bis zu 116 Pipetten.



- Geeignet für 116 Pipetten bis 580 mm Höhe
- Fächergrösse ?? x ??

EAN: 4002514605036 / Materialnummer: 07459390 / Alte Materialnummer: 69594204D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Pipetten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Kapazität	
Pipetten [Anzahl]	116
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	279
Aussenmass, Nettobreite in mm	558
Aussenmass, Nettotiefe in mm	352
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	420
Aussenmass, Bruttobreite in mm	550
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	570
Nettogewicht in kg	35,00
Bruttogewicht in kg	45,00