

DOS S 20
 Balgdosierpumpe
 zur Dosierung von flüssigen, sauren Medien.



- Zur Dosierung von Klarspüler, Neutralisationsmittel
- Zum nachträglichen Einbau durch den Miele Kundendienst

EAN: 4002514641904 / Materialnummer: 07514600 / Alte Materialnummer: 69226004D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8536	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Standard Netzanschlussleitung	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	0
Aussenmass, Nettobreite in mm	0
Aussenmass, Nettotiefe in mm	0
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	245
Aussenmass, Bruttobreite in mm	258
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	270
Nettogewicht in kg	2,45
Bruttogewicht in kg	2,91