

DOS NA 120  
 Balgdosierpumpe  
 zur Dosierung von flüssigen, neutralen/alkalischen Medien.



- Zur Dosierung von flüssigem Reiniger, Emulgator
- Zur Dosierung von chemischem Desinfektionsmittel
- Zum nachträglichen Einbau durch den Miele Kundendienst

EAN: 4002514641911 / Materialnummer: 07514610 / Alte Materialnummer: 69226005D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8536	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Standard Netzanschlussleitung	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	0
Aussenmass, Nettobreite in mm	0
Aussenmass, Nettotiefe in mm	0
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	300
Aussenmass, Bruttobreite in mm	250
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	420
Nettogewicht in kg	2,45
Bruttogewicht in kg	2,89