


RK LWMM
Leitfähigkeitsmessmodul
als Nachrüstset für die PG 8536.



EAN: 4002514641928 / Materialnummer: 07514620 / Alte Materialnummer: 69224015D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8536	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Standard Netzanschlussleitung	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	0
Aussenmass, Nettobreite in mm	0
Aussenmass, Nettotiefe in mm	0
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	280
Aussenmass, Bruttobreite in mm	250
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	420
Nettogewicht in kg	2,02
Bruttogewicht in kg	2,97