

Flaschenhalter
Flaschenhalter
für den Unterkorb im Geschirrspüler

EAN: 4002514855059 / Materialnummer: 07549120 / Alte Materialnummer:



- dient zur Aufnahme von Babyflaschen, Flaschen u.v.m
- perfekte Reinigung durch vertikale Positionierung
- die Befestigung Flaschenhalter M.-Nr. 7506601 wird benötigt
- für G4xxx, G5xxx, G6xxx
- bei G5xxx nur für Geräte bis 12/2016 einsetzbar