

E 491

Einsatz

zur optimalen Aufnahme rotierender Instrumente.



- Geeignet für 18 Turbinenschäfte
- Geeignet für 30 Winkelstückschäfte
- Auch geeignet für rotierende Instrumente, z. B. der Podologie

EAN: 4002514697949 / Materialnummer: 07600210 / Alte Materialnummer: 68549101D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Kapazität	
Schäfte [Anzahl]	48
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	53
Aussenmass, Nettobreite in mm	70
Aussenmass, Nettotiefe in mm	120
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	100
Aussenmass, Bruttobreite in mm	265
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	180
Nettogewicht in kg	0,85
Bruttogewicht in kg	1,00