

ALWD BS 27/28

Scanner

zum einfachen Erfassen von Barcodes für die Beladungs- und Benutzererkennung.



EAN: 4002514753416 / Materialnummer: 07686510 / Alte Materialnummer: 69247012D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	0
Aussenmass, Nettobreite in mm	0
Aussenmass, Nettotiefe in mm	0
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	305
Aussenmass, Bruttobreite in mm	300
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	200
Nettogewicht in kg	0,90
Bruttogewicht in kg	1,00

- Scanneranschluss mit Scanner
- Komfortable Erfassung von Daten für die Prozessdokumentation
- Geeignet für die reine, unreine oder beide Seiten*

* Die Kombination von einem Scanner mit einem Drucker ist nur auf der reinen Seite möglich.