

E 936

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 15 Lampengriffen.



EAN: 4002514811260 / Materialnummer: 07759480 / Alte Materialnummer: 69593601D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Kapazität	
Lampengriffe [Anzahl]	15
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	90
Aussenmass, Nettobreite in mm	245
Aussenmass, Nettotiefe in mm	500
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	130
Aussenmass, Bruttobreite in mm	275
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	0,50
Bruttogewicht in kg	0,92