

E 735/2

Wagen

zur optimalen Aufnahme von Instrumentarium auf 3 Ebenen.



- Ausgestattet mit 2 eingebauten Sprüharmen
- Die Bestückungsmasse der einzelnen Ebenen unterscheiden sich
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (ohne Magnete ML)

EAN: 4002514816388 / Materialnummer: 07765710 / Alte Materialnummer: 69573503D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategorie	
Wagen für Einsätze	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	6
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	3
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	552
Aussenmass, Nettobreite in mm	530
Aussenmass, Nettotiefe in mm	600
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	650
Aussenmass, Bruttobreite in mm	550
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	640
Nettogewicht in kg	10,80
Bruttogewicht in kg	12,80
Beipack	
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (ohne Magnete) [Anzahl]	1