

E 975/2

Wagen

zur optimalen Reinigung von Instrumentarium auf 2 Ebenen.

EAN: 4002514816449 / Materialnummer: 07765790 / Alte Materialnummer: 69597503D



- Ausgestattet mit einem eingebauten Sprüharm
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung
- Die Bestückungsmasse der beiden Ebenen unterscheiden sich

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Wagen für Einsätze	•
Wagen zur Aufnahme von Siebschalen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	6
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	4
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	427
Aussenmass, Nettobreite in mm	640
Aussenmass, Nettotiefe in mm	790
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	650
Aussenmass, Bruttobreite in mm	550
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	640
Nettogewicht in kg	10,80
Bruttogewicht in kg	12,80
Beipack	
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete) [Anzahl]	1