

E 975/2

Wagen

zur optimalen Reinigung von Instrumentarium auf 2 Ebenen.



- Ausgestattet mit einem eingebauten Sprüharm
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung
- Die Bestückungsmasse der beiden Ebenen unterscheiden sich

EAN: 4002514816449 / Materialnummer: 07765790 / Alte Materialnummer: 69597503D

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Produktzugehörigkeit</b>   |           |
| Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor                      | •         |
| <b>Gerätezugehörigkeit</b>  |           |
| PG 8527   | •         |
| PG 8528   | •         |
| <b>Produktkategorie</b>   |           |
| Wagen für Einsätze  | •         |
| Wagen zur Aufnahme von Siebschalen  | •         |
| <b>Produkteigenschaften</b>   |           |
| Material  | Edelstahl |
| Farbe   | Edelstahl |
| <b>Anwendungsbereich</b>  |           |
| Aufbereitung von Laborglas  | •         |
| Aufbereitung von OP-Instrumenten  | •         |
| <b>Kapazität</b>  |           |
| DIN-Siebschalen [Anzahl]  | 6         |
| SPRI-Siebschalen [Anzahl]   | 4         |
| <b>Standard Elektroanschluss</b>  |           |
| Phasenanzahl  | 0         |
| Spannung in V   | 0-0       |
| Frequenz in Hz  | 0-0       |
| Gesamtanschluss in kW   | 0,00-0,00 |
| Absicherung in A  | 0-0       |
| <b>Masse und Gewicht</b>  |           |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm   | 426       |
| Aussenmass, Nettobreite in mm   | 636       |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm  | 790       |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm  | 650       |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm  | 550       |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm   | 640       |
| Nettogewicht in kg  | 10,80     |
| Bruttogewicht in kg   | 12,80     |
| <b>Beipack</b>  |           |
| Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete) [Anzahl] | 1         |