

E 925

Modul

zur optimalen Aufnahme von kurzem MIC-Instrumentarium.



- Geeignet für bis zu 20 Hohlkörperinstrumente*
- Unterteilung für z.B. Arthroskopie, Laparoskopie

* Die maximale Länge der Hohlkörperinstrumente beträgt 190 mm in der oberen und 220 mm in der unteren Reihe.

EAN: 4002514910796 / Materialnummer: 07904100 / Alte Materialnummer: 69592501D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für MIC-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Kapazität	
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	20
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	40
Aussenmass, Nettobreite in mm	568
Aussenmass, Nettotiefe in mm	510
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	560
Aussenmass, Bruttobreite in mm	280
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	630
Nettogewicht in kg	4,00
Bruttogewicht in kg	4,00
Beipack	
E 336 Spülhülse MIBO, Ø 11 mm, Länge 121 mm [Anzahl]	1
E 362 Blindschraube [Anzahl]	2
E 442 Spülhülse, Ø 11 mm, Länge 121 mm, mit Kappe Ø 6 mm [Anzahl]	1
E 447 Adapter weiblich, für Luer-Lock männlich [Anzahl]	2
E 448 Silikonschlauch mit Luer-Lock-Adapter weiblich [Anzahl]	4
E 449 Adapter männlich, für Luer-Lock weiblich [Anzahl]	2
E 452 Injektordüse 2,5 x 60 mm [Anzahl]	4
E 453 Injektordüse 4 x 110 mm mit Halteklammer [Anzahl]	3
E 454 Injektordüse für Trokarhülsen 10–15 mm [Anzahl]	3
E 464 Aufnahme für Injektordüse E 454 [Anzahl]	1
E 472 Klemmfeder für Injektordüsen Ø 4 mm [Anzahl]	1
E 907/1 Siebeinsatz mit Deckel für Kleinteile [Anzahl]	1