

APH 550 Segö
 Segolabel Miele Edition: Starterkit
 zur Erstellung von Sterilgutetiketten.



- Komplettpaket aus Drucker, Netzteil, Kabeln und 1'000 Etiketten
- Sichere Kennzeichnung des verpackten Sterilgutes
- Sinnvolle Ergänzung zur Segosoft Miele Edition
- Sinnvolle Ergänzung zu CUBE/ CUBE X Sterilisatoren
- Einfache Anbindung per USB-Kabel

EAN: 4002514940502 / Materialnummer: 07951400 / Alte Materialnummer: 68814001D

Produktzugehörigkeit	
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategorie	
Prozess-/Betriebsdatendokumentation/Kommunikation	•
Produkteigenschaften	
Farbe	Grau
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Aufbereitung von orthopädischem OP-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Markraumnägel/Markraumböhrer	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettöhöhe in mm	178
Aussenmass, Nettobreite in mm	135
Aussenmass, Nettotiefe in mm	240
Aussenmass, Bruttöhöhe in mm	230
Aussenmass, Bruttobreite in mm	300
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	240
Nettogewicht in kg	2,45
Bruttogewicht in kg	2,90
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•