

APH 303  
Verlängerungskabel  
3 m, zur Verlängerung von Verbindungskabel Typ 1 und 2.



EAN: 4002514940533 / Materialnummer: 07951430 / Alte Materialnummer: 68815301D

| Produktzugehörigkeit                                   |      |
|--|------|
| Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor             | •    |
| Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor   | •    |
| Thermodesinfektoren                                    | •    |
| Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin           | •    |
| Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin | •    |
| Klein-Sterilisatoren                                   | •    |
| Gerätezugehörigkeit                                    |      |
| G 7823   | •    |
| G 7824   | •    |
| G 7825   | •    |
| G 7826   | •    |
| G 7831   | •    |
| PG 8581  | •    |
| PG 8582  | •    |
| PG 8582 CD   | •    |
| PG 8583  | •    |
| PG 8583 CD   | •    |
| PG 8591  | •    |
| PG 8592  | •    |
| PG 8593  | •    |
| PS 1201 B  | •    |
| PS 1201 B EXCELLENCE                                   | •    |
| PS 1202 B  | •    |
| Produktkategorie                                       |      |
| Prozess-/Betriebsdatendokumentation/Kommunikation      | •    |
| Produkteigenschaften                                   |      |
| Farbe  | Grau |
| Anwendungsbereich                                      |      |
| Aufbereitung von Pipetten/Vials                        | •    |
| Aufbereitung von Laborglas                             | •    |
| Aufbereitung von Objektträgern                         | •    |
| Aufbereitung von Butyrometern                          | •    |
| Aufbereitung von Apotheken-/Infusionsflaschen          | •    |
| Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium            | •    |
| Aufbereitung von MIC-Instrumentarium                   | •    |
| Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium        | •    |
| Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium               | •    |
| Aufbereitung von GYN-Instrumentarium                   | •    |
| Aufbereitung von HNO-Instrumentarium                   | •    |
| Aufbereitung von Dental-Instrumentarium                | •    |
| Aufbereitung von OP-Schuhen                            | •    |
| Aufbereitung von Schüsseln                             | •    |
| Aufbereitung von Nierenschalen                         | •    |
| Aufbereitung von Babyflaschen                          | •    |
| Aufbereitung von OP-Instrumenten                       | •    |
| Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten                | •    |
| Aufbereitung von orthopädischem OP-Instrumentarium     | •    |
| Aufbereitung von Markraumnägel/Markraumböhrer          | •    |
| Aufbereitung von Trays/Tabletts                        | •    |

APH 303

Verlängerungskabel

3 m, zur Verlängerung von Verbindungskabel Typ 1 und 2.



EAN: 4002514940533 / Materialnummer: 07951430 / Alte Materialnummer: 68815301D

|   |      |
|---|------|
| Aufbereitung von Siebschalen                        | •    |
| Aufbereitung von Messzylindern                      | •    |
| Aufbereitung von Behältern, z. B. Atemkalkbehältern | •    |
| Aufbereitung von diversen Utensilien                | •    |
| <b>Masse und Gewicht</b>                            |      |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm                         | 0    |
| Aussenmass, Nettobreite in mm                       | 0    |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm                        | 0    |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm                        | 55   |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm                      | 180  |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm                       | 250  |
| Nettogewicht in kg                                  | 0,16 |
| Bruttogewicht in kg                                 | 0,16 |