

E 428

Wagen

zur optimalen Aufnahme von Instrumentarium der Roboter-assistierten Chirurgie.



- Geeignet für 6 Instrumente der Roboter-assistierten Chirurgie
- Verfügt über 1 Duoanschluss und 1 Reserveanschluss pro Instrument
- Zur Nutzung des Wagens wird das Programm ROBOTVARIO benötigt\*

\* Die Chemikalien sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

EAN: 4002514948805 / Materialnummer: 07973140 / Alte Materialnummer: 69542801D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8536	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Robotik-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz, Transparent
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
Robotik-Instrumente [Anzahl]	6
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	518
Aussenmass, Nettobreite in mm	533
Aussenmass, Nettotiefe in mm	513
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	530
Aussenmass, Bruttobreite in mm	550
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	2,40
Bruttogewicht in kg	3,30