

E 198

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 6 Sieb- und Nierenschalen.



- Geeignet für 6 Sieb- oder Nierenschalen
- 7 Halterungen (6 Fächer), Höhe 160 mm mm, Abstand 67 mm mm

EAN: 4002514953373 / Materialnummer: 07984040 / Alte Materialnummer: 68519801D

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>Produktzugehörigkeit</b>             |           |
| Thermodesinfektoren                     | •         |
| <b>Gerätezugehörigkeit</b>              |           |
| G 7831                                  | •         |
| PG 8581                                 | •         |
| PG 8591                                 | •         |
| <b>Produktkategorie</b>                 |           |
| Einsatz für Siebschale                  | •         |
| Einsatz für Nierenschalen/Schüsseln     | •         |
| <b>Produkteigenschaften</b>             |           |
| Material                                | Edelstahl |
| Farbe                                   | Edelstahl |
| Anzahl Fächer                           | 6         |
| Strebenabstand in mm                    | 67        |
| Strebenhöhe in mm                       | 160       |
| <b>Anwendungsbereich</b>                |           |
| Aufbereitung von Dental-Instrumentarium | •         |
| <b>Kapazität</b>                        |           |
| Diverse Siebschalen [Anzahl]            | 6         |
| Nierenschalen [Anzahl]                  | 6         |
| <b>Standard Elektroanschluss</b>        |           |
| Phasenanzahl                            | 0         |
| Spannung in V                           | 0         |
| Frequenz in Hz                          | 0         |
| Gesamtanschluss in kW                   | 0,00      |
| Absicherung in A                        | 0         |
| <b>Masse und Gewicht</b>                |           |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm             | 160       |
| Aussenmass, Nettobreite in mm           | 180       |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm            | 495       |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm            | 185       |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm          | 210       |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm           | 530       |
| Nettogewicht in kg                      | 0,65      |
| Bruttogewicht in kg                     | 0,90      |