


E 197

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von diversem Instrumentarium.



- Maschenweite Boden 3 mm, Seiten 1,7 mm, Deckel 8 mm
- Dampfsterilisierbar bei 121 °C/134 °C

EAN: 4002514953380 / Materialnummer: 07984090 / Alte Materialnummer: 68519701D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Produktkategorie</b>	
Siebschale	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Standard Netzanschlussleitung</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	42
Aussenmass, Nettobreite in mm	150
Aussenmass, Nettotiefe in mm	225
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	75
Aussenmass, Bruttobreite in mm	170
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	240
Nettogewicht in kg	0,55
Bruttogewicht in kg	0,62