

E 337/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von stehendem Instrumentarium.



- Geeignet für die Aufnahme von Sonden, Pinzetten o. Mundspiegeln
- Ausgestattet mit 4 Kunststoffaufnahmen
- 12 Fächer ca. 22 x 28 mm Breite
- 4 Fächer ca. 25 x 28 mm Breite
- 48 Fächer ca. 13 x 14 mm Breite

EAN: 4002514953397 / Materialnummer: 07984130 / Alte Materialnummer: 69533702D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	148
Aussenmass, Nettobreite in mm	173
Aussenmass, Nettotiefe in mm	445
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	205
Aussenmass, Bruttobreite in mm	240
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	490
Nettogewicht in kg	1,91
Bruttogewicht in kg	2,16