

E 802/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von diversem stehenden Instrumentarium.



- Geeignet für die Aufnahme von Sonden, Pinzetten oder Mundspiegeln
- Ausgestattet mit 4 Kunststoffaufnahmen
- 8 Fächer ca. 30 x 28 mm Breite
- 8 Fächer ca. 16 x 28 mm Breite
- 15 Fächer ca. 16 x 20 mm Breite

EAN: 4002514953403 / Materialnummer: 07984170 / Alte Materialnummer: 69580202D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Produktkategorie	
Einsatz für Instrumente	•
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Standard Netzanschlussleitung	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	148
Aussenmass, Nettobreite in mm	163
Aussenmass, Nettotiefe in mm	295
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	190
Aussenmass, Bruttobreite in mm	195
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	430
Nettogewicht in kg	0,65
Bruttogewicht in kg	1,15