


E 807

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 3 Sieb- oder Nierenschalen.



- 4 Halterungen (3 Fächer), H 165, Abstand 68 mm mm

EAN: 4002514951638 / Materialnummer: 07984220 / Alte Materialnummer: 69580701D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Siebschale	•
Einsatz für Nierenschalen/Schüsseln	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	3
Strebenabstand in mm	68
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
Diverse Siebschalen [Anzahl]	3
Nierenschalen [Anzahl]	3
<b>Standard Netzanschlussleitung</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	144
Aussenmass, Nettobreite in mm	140
Aussenmass, Nettotiefe in mm	290
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	480
Aussenmass, Bruttobreite in mm	320
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	130
Nettogewicht in kg	0,31
Bruttogewicht in kg	0,47