

DGGL 8
Dampfgarbehälter gelocht
für alle Dampfgarer DG ausser DG 7000.

EAN: 4002513714548 / Materialnummer: 08227240 / Alte Materialnummer: 22899627D



- Zum Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln ohne Fonds
- Perfekt zum Auftauen eingefrorener Lebensmittel
- Fassungsvermögen: 2,0 l, Nutzinhalt: 1,7 l
- Aussenmasse B x T x H: 325 x 265 x 40 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer Produktion