

DGGL 12

Dampfgarbehälter gelocht

zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

EAN: 4002514849904 / Materialnummer: 08249430 / Alte Materialnummer: 23996108D



- Fassungsvermögen: 5,4 l,
Nutzinhalt: 3,3 l
- Aussenmasse B x T x H: 448 x 386
x 40 mm
- Aus Oberflächen behandeltem
Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer
Produktion
- Massgeschneidert für die Miele
Combi-Dampfgarer