

DGGL 20

Dampfgarbehälter gelocht

zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

EAN: 4002515014509 / Materialnummer: 08285410 / Alte Materialnummer: 23996111D



- Fassungsvermögen: 2,4 l,
Nutzinhalt: 1,8 l
- Aussenmasse B x T x H: 450 x 190
x 40 mm
- Aus Oberflächen behandeltem
Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer
Produktion
- Massgeschneidert für die Miele
Combi-Dampfgarer