

E 806/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 8 Tray-Halbschalen.



- 9 Halterungen (8 Fächer), B 295, Abstand 37 mm mm
- Max. Traygrösse 290 x 30 mm

EAN: 4002514969718 / Materialnummer: 09013220 / Alte Materialnummer: 69580603D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Einsatz für Trays/Tablets	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	8
Strebenabstand in mm	37
Standard Netzanschlussleitung	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	114
Aussenmass, Nettobreite in mm	305
Aussenmass, Nettotiefe in mm	348
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	125
Aussenmass, Bruttobreite in mm	330
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	480
Nettogewicht in kg	0,71
Bruttogewicht in kg	0,84