

E 339/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 12 Tray-Unterteilen und Tablettis.



- Geeignet für 12 Tray-Unterteile oder Tablettis
- Ausgestattet mit 13 Halterungen (12 Fächer).
- Die maximale Traygrösse beträgt 290 x 20 mm

EAN: 4002515094860 / Materialnummer: 09233840 / Alte Materialnummer: 69533902D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Trays/Tablettis	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	12
<b>Kapazität</b>	
Trays/Tablettis [Anzahl]	12
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	115
Aussenmass, Nettobreite in mm	305
Aussenmass, Nettotiefe in mm	498
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	480
Aussenmass, Bruttobreite in mm	320
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	130
Nettogewicht in kg	0,80
Bruttogewicht in kg	1,22