

E 339/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 12 Tray-Unterteilen und Tablettis.



- Geeignet für 12 Tray-Unterteile oder Tablettis
- Ausgestattet mit 13 Halterungen (12 Fächer).
- Die maximale Traygrösse beträgt 290 x 20 mm

EAN: 4002515094860 / Materialnummer: 09233840 / Alte Materialnummer: 69533902D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Einsatz für Trays/Tablettis	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	12
Kapazität	
Trays/Tablettis [Anzahl]	12
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	115
Aussenmass, Nettobreite in mm	305
Aussenmass, Nettotiefe in mm	498
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	480
Aussenmass, Bruttobreite in mm	320
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	130
Nettogewicht in kg	0,80
Bruttogewicht in kg	1,22