

U 506

Korb

für die optimale Aufnahme von Tellern.



- Mit 8 Reihen für unterschiedlich grosse Teller
- Möglichkeit zum Einstellen des Besteckköchers E 167
- Strebenabstand 54 mm


EAN: 4002515249970 / Materialnummer: 09508640 / Alte Materialnummer: 67650601D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Produktkategorie	
Korb für Teller	•

U 506

Korb

für die optimale Aufnahme von Tellern.



EAN: 4002515249970 / Materialnummer: 09508640 / Alte Materialnummer: 67650601D

<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Draht, rilsaniert
Farbe	Weiß
Anzahl Reihen	8
Strebenabstand in mm	54
<b>Kapazität</b>	
Teller bis Ø 200 mm [Anzahl]	16
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	92
Aussenmass, Nettobreite in mm	500
Aussenmass, Nettotiefe in mm	500
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	260
Aussenmass, Bruttobreite in mm	520
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	2,03
Bruttogewicht in kg	3,11