


U 504
Korb
für die optimale Aufnahme von Bestecken.



- Mit 9 Besteckköchern aus Kunststoff
- Fächergrösse 106 x 106 mm

EAN: 4002515250112 / Materialnummer: 09508670 / Alte Materialnummer: 67650401D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Produktkategorie	
Korb für Besteck	•

U 504
Korb
für die optimale Aufnahme von Bestecken.



EAN: 4002515250112 / Materialnummer: 09508670 / Alte Materialnummer: 67650401D

Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert, Kunststoff
Farbe	Grau, Weiß
Anzahl Fächer	9
Fächerbreite in mm	106
Fächerlänge in mm	106
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	145
Aussenmass, Nettobreite in mm	500
Aussenmass, Nettotiefe in mm	500
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	260
Aussenmass, Bruttobreite in mm	520
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	2,24
Bruttogewicht in kg	3,21