

U 513

Korb

mit einer offenen Korbseite für die optimale Aufnahme von Tablettis.



- Mit 9 Reihen
- Strebenabstand 45 mm
- Nicht einsetzbar in Frischwasser-Spülmaschinen

EAN: 4002515250143 / Materialnummer: 09508710 / Alte Materialnummer: 67651301D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 704	•
Produktkategorie	
Korb für Tablettis	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Grau
Anzahl Reihen	9
Strebenabstand in mm	45
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	109
Aussenmass, Nettobreite in mm	500
Aussenmass, Nettotiefe in mm	500
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	260
Aussenmass, Bruttobreite in mm	520
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	1,90
Bruttogewicht in kg	2,40