


E 167
Besteckköcher
für die Aufnahme von Bestecken.



- Geeignet für den Tellerkorb U 506
- 7 Fächer


EAN: 4002515250167 / Materialnummer: 09508730 / Alte Materialnummer: 67616701D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

E 167

Besteckköcher

für die Aufnahme von Bestecken.



EAN: 4002515250167 / Materialnummer: 09508730 / Alte Materialnummer: 67616701D

Produktkategorie	
Einsatz für Besteck	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Anzahl Fächer	7
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	106
Aussenmass, Nettobreite in mm	440
Aussenmass, Nettotiefe in mm	50
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	100
Aussenmass, Bruttobreite in mm	150
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	750
Nettogewicht in kg	0,20
Bruttogewicht in kg	0,30