

E 900-6

Wagen

zur optimalen Reinigung von Instrumentarium auf 6 Ebenen.



- Ausgestattet mit Anschlüssen für Hohlkörperinstrumente
- Bestückungskapazität: 18 DIN-Siebe*
- Ausgestattet mit 3 eingebauten Sprüharmen
- Die Bestückungsmasse der einzelnen Ebenen unterscheiden sich
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete ML)

* DIN-Sieb: 485 x 254 x 50 mm

EAN: 4002515263358 / Materialnummer: 09525120 / Alte Materialnummer: 69590007D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Wagen für Einsätze	•
Wagen zur Aufnahme von Siebschalen	•
Wagen für MIC-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	18
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	12
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	16
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	553
Aussenmass, Nettobreite in mm	636
Aussenmass, Nettotiefe in mm	790
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	680
Aussenmass, Bruttobreite in mm	560
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	650
Nettogewicht in kg	12,85
Bruttogewicht in kg	12,85
Beipack	
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete) [Anzahl]	1